



Symptômes urinaires	Oui	Non
Brûlures mictionnelles		
Envie fréquente d'uriner		
Douleurs lombaires		
Fièvres		

Traitement antibiotique	Oui	Non
En cours		
Contrôle post-traitement		
Nom de l'antibiotique		

Date (recueil) : _____

Heure (recueil) : _____

Nom de famille : _____

Prénom : _____

Nom d'usage : _____

Né(e) le : _____





Comment souhaitez-vous récupérer les résultats ?
cochez la case

Laboratoire

Poste

Internet

Modalités de recueil

<p>1. </p>	<p>2. Installez l'enfant sur le dos, les jambes écartées comme pour mettre une couche. Réalisez une toilette de la zone uro-génitale soigneuse à l'eau et au savon, séchez correctement la peau de l'enfant.</p>
<p>3. Détachez et jetez la découpe amovible centrale de la poche.</p> 	<p>4. Retirez le revêtement qui protège l'adhésif.</p> 
<p>Fille Ecartez les lèvres et collez d'abord un côté puis l'autre de la partie basse de l'adhésif en massant pour garantir l'adhérence. Vérifiez que l'intégralité de l'adhésif adhère à la peau de l'enfant puis terminez la pose en remontant vers le pubis. La partie évidée doit recouvrir l'intégralité de la zone uro-génitale</p> 	<p>Garçon Passez le pénis dans la partie évidée. Appliquez-en massant pour garantir l'adhérence.</p> 
<p>Comment retirer la poche : La poche ne doit pas rester posée plus de 30 minutes afin d'éviter les risques de contamination et les faux positifs. Soulevez un coin de la partie adhésive de la poche et décollez-la doucement. Collez l'adhésif face contre face, renforcez éventuellement avec un sparadrap.</p>	

Ramenez la poche **au plus tard dans les 2h** ou dans les **12h si elle a été conservée au frigo à 4°C**.